



Trikiinitutkimus turvallisesti ja luotettavasti SeiLab Oy:ssä

SeiLab Oy tarjoaa metsästäjille mahdollisuuden tutkituttaa riistaliha trikiinien varalta 1.10.2025 alkaen. Palvelumme kattaa villisian, karhun, mäjran, ilveksen ja muiden mahdollisten trikiinin isäntäeläinten näytteet.

Hinnasto

- Trikiinitutkimus: **105 € (sis. alv 25,5 %)**
- Samassa yhteydessä toimitetut lisänäytteet: **40 € / kpl (sis. alv 25,5 %)**

Näin toimitat näytteen laboratorioon

1. Ota näyte oikein:

- Vähintään 50 g tuoretta lihaa (ei rasvaa eikä sidekudosta). Ruhoista otetaan kaksi vähintään 25 g lihasnäytettä. Ensisijaisesti toinen näyte otetaan poskilihaksista ja toinen palleapilareista. Jos näytettä ei saada edellä mainituista osista, otetaan näytteeksi kaksi vähintään 25 g palasta pallean kylki- tai rintaosista tai kieli-, poski- tai vatsalihaksista.
- Älä pakasta näytettä! Pakastaminen heikentää tutkimuksen luotettavuutta.

2. Pakkaa näytteet oikein:

- Käytä puhtaita, tiiviitä minigrip-pusseja tai vastaavia pakkauksia.
- Mikäli toimitat useita näytteitä, laita jokaisesta eläimestä näyte erilliseen pussiin ja merkitse pussiin tunnistetieto, jolla pystyymme yhdistämään näytteen oikeaan läheteeseen. Sulje läheteet erilliseen pussiin.

3. Täytä lähetelomake huolellisesti:

- Läheteeseen kirjataan eläinlaji, pyyntiaika ja -paikka, näytteenottaja ja eläimen tunniste.
- Käytä valmista trikiinilähetepohjaa, jonka saat SeiLabin nettisivuilta.

4. Lähetyksen ajankohta:

- Näytteet voi säilyttää viileässä (n. +2–6 °C) maksimissaan 2–3 vuorokautta.
- Jos metsästysseura kokoaa näytteitä yhteistoimitusta varten, suositellaan säilytystä kylmässä ja toimitusta mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 2–3 päivän sisällä kaadosta.

5. Lähetys

- Lähetä näyte osoitteella SeiLab Oy, Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki
- Tai tuo toimipisteeseemme
 - Seinäjoki: Vaasantie 1, 3. krs. 🕒 Aukioloajat: Ma–To: 8.00–16.00, Pe: 7.30–15.00. Näytteitä voi jättää eteistilan jääkaappiin (3. krs) ma-to klo 6.00–22.00.
 - Kauhajoki: Topeeka 47. 🕒 Ma–To 8:00–16:00, Pe 7:30–15:00
- Ilmoitathan meille etukäteen toimittaessasi näytettä. Voit laittaa viestin Trikiininäyte x kpl lähetetään xx.xx.2025 (seilab@seinajoki.fi, 050 464 0273) tai soittaa meille.

6. Analysointi ja tulosten lähetys

- Pyrimme aloittamaan analyysin kahden arkipäivän sisällä näytteen tuonnista. Tulosten valmistuminen vie pääsääntöisesti 1–2 päivää.
- Toimitamme tulokset heti niiden valmistuttua sähköpostitse tai tarvittaessa puhelimitse.

Tutkimus tehdään magneettisekoitusmenetelmällä (ISO 18743:2015/A1:2023), joka on virallinen ja luotettava tapa trikiinien osoittamiseen lihasta.